




PRO
SOLUTIONS



SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI

ELIMINA FINO AL 99,9% DEI BATTERI*

*Reg. N 20319 del Ministero della Salute
Materiale destinato esclusivamente a operatori professionali



Napisan Spray Disinfettante Superfici è un Presidio Medico Chirurgico (Reg. N. 20319 del Ministero della Salute). Elimina fino al 99,9% dei batteri presenti sulle superfici lavabili della tua casa, comprese quelle a contatto con gli alimenti. Adatto anche per la disinfezione di:



Caratteristiche

- Elimina fino al 99,9% di batteri
- Formula senza risciacquo

Test & efficacia

	Batteri/Virus/Funghi	Tempo di contatto
EN 1276	S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, E. Hirae, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes	5 minuti
EN 1650	C. Albicans	15 minuti
EN 13697	S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, E. Hirae, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, C. Albicans	5 minuti per: S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, E. Hirae, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes 15 minuti per: C. Albicans
EN 14476	SARS-CoV-2 (COVID-19)*	5 minuti *Testato ad una sola concentrazione d'uso

Avvertenze

NON UTILIZZARE SU: legno, tessuti, peluche, finestre, specchi e tutte le superfici porose dipinte o verniciate. Non utilizzare insieme a detersivi o altri disinfettanti. Quando viene utilizzato insieme al sapone non ha un'azione disinfettante perché la sostanza attiva viene disattivata dai comuni saponi. Prima dell'uso testare il prodotto su un'area nascosta.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Non ingerire. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

Istruzioni d'uso

- Posizionare l'erogatore su «ON» per aprirlo e su «OFF» per richiuderlo.
- Spruzzare direttamente sulla superficie da disinfettare fino a coprirla e lasciare agire per almeno 15 minuti.
- Passare un panno pulito e lasciare asciugare.
- Non serve risciacquare.
- Per la pulizia di apparecchiature elettriche spruzzare il prodotto su un panno.

Composizione

Napisan Spray Disinfettante Superfici. Per informazioni sugli ingredienti (www.rbeuroinfo.com): < 5% Tensioattivi Non-ionici. Disinfettante, Profumo. 100 g di prodotto contengono: composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri 0,096 g; coformulanti; profumo e acqua q.b. a 100 g.

Paese di origine:	Italia
SKU code:	3179482
SKU Description:	SPRAY DISINFETTANTE SUPERFICI CLASSICO 750ml
Net content/Size:	750 ml
EAN:	8002910040697
Case Qty (Units):	12
Cases per Pallet:	30

Materiale destinato esclusivamente a operatori professionali

